



MEJORAS EN MAGNETOFIELD 100 GAUSS

Hemos apostado por presentar este nuevo modelo sin cambiar significativamente el aspecto externo con el fin de aprovechar toda la labor comercial realizada y continuar con la imagen que el usuario conoce y relaciona con MAGNETOFIELD.

- **Nuevos discos 100 Gauss duplican la intensidad en baja frecuencia:** esto hace que aumente la eficacia de la demostración con el cliente. Al duplicar la intensidad en baja frecuencia, mejoramos considerablemente la acción de Magnetofield en todas las patologías AGUDAS, INFLAMATORIAS, ARTICULARES, ÓSEAS... como por ejemplo: artritis, artrosis generalizada, artrosis lumbosacral, cervicalgia, cervicobraquialgia, cicatrización, post operatorio, contusiones, coxartrosis, desgarros musculares, dorsalgia, esguinces, espondiloartritis, anquilosante, fracturas óseas, fisuras, golpes, gonartritis, llagas por decúbito, lumbalgia, lumbociatalgia, neuralgia, morbo de Dupuytren, osteomielitis, osteoporosis, periartrosis escapulohumeral, poliartritis reumatoide, retraso consolidación ósea, reumatismo articular, tendinitis, epicondilitis, tortícolis, tunel carpiano.
- **Radio de acción del campo magnético :** se ha aumentado el radio de acción en los discos, ampliando así la zona a tratar. De este modo, también mejoramos la eficacia.



- **Nuevas gomas reforzadas y más anchas:** estas aseguran que los discos no se separen del cuerpo durante la terapia



BATERIA EN CARGA

- **Led bicolor de batería:** color naranja y mensaje visual de “batería en carga” cuando está cargando. Cambia al color verde y el mensaje “batería cargada” cuando la batería está cargada. En pantalla también vemos mensaje de estado de la batería; A: alta, M: media, B: baja.



BATERIA CARGADA

- **Nuevo circuito de carga interno:** mejora el rendimiento de carga y aumenta la protección de la batería.

- **Estuche reforzado:** para reducir averías e incidencias con el uso y transporte. Se han puesto refuerzos internos para que el usuario pueda guardar la máquina al finalizar el tratamiento sin necesidad de quitar los discos de las salidas de magnetoterapia, esto reducirá las roturas internas de cables. Se han cambiado las cremalleras reforzándolas y preparando el cierre para usar brida o candado para el transporte al SAT.



- **Nuevo teclado:** que por una parte simplifica aún más la utilización de nuestra puesta en marcha en 4 pasos y por otra modifica los programas de la máquina fijando un programa NOCTURNO (8 horas), un programa para REUMATISMO, otro para LLAGAS-ÚLCERAS y modifica el programa UNIVERSAL fijando este programa con 30 minutos de tratamiento.



ANTES



AHORA